

Overzicht

ref.	productomschrijving	stomamaat	verp. per	ref.	productomschrijving	stomamaat	verp. per
Moderma Flex SoftFlex				Convex			
Colostomie				QuietWear NIEUW			
Anatomisch, AF 300 filter, zelf te knippen/voorgestanstest huidplak				Anatomisch, maxi, AF300 filter, zelf te knippen/voorgestanstest huidplak			
42100	Midi, Beige	15-55 mm	30	22800	Beige	15-38 mm	30
42120	Midi, Beige	20 mm	30	22801	Beige	15-51 mm	30
42125	Midi, Beige	25 mm	30	22820	Beige	20 mm	30
42130	Midi, Beige	30 mm	30	22825	Beige	25 mm	30
42135	Midi, Beige	35 mm	30	22830	Beige	30 mm	30
42140	Midi, Beige	40 mm	30	22835	Beige	35 mm	30
42145	Midi, Beige	45 mm	30	22900	Transparant	15-38 mm	30
42300	Maxi, Beige	15-55 mm	30	22901	Transparant	15-51 mm	30
42325	Maxi, Beige	25 mm	30	22920	Transparant	20 mm	30
42330	Maxi, Beige	30 mm	30	22925	Transparant	25 mm	30
42335	Maxi, Beige	35 mm	30	22930	Transparant	30 mm	30
Anatomisch, AF300 filter, zelf te knippen/voorgestanstest huidplak				Ovaal			
22100	Midi, beige	15-55 mm	30	Anatomisch, maxi, AF300 filter en zelf te knippen			
22120	Midi, beige	20 mm	30	22301	Beige	15-65x75 mm	30
22125	Midi, beige	25 mm	30	22401	Transparant	15-65x75 mm	30
22130	Midi, beige	30 mm	30				
22135	Midi, beige	35 mm	30				
22140	Midi, beige	40 mm	30				
22145	Midi, beige	45 mm	30				
22300	Maxi, beige	15-55 mm	30				
22325	Maxi, beige	25 mm	30				
22330	Maxi, beige	30 mm	30				
22335	Maxi, beige	35 mm	30				
22400	Maxi, transparant	15-55 mm	30				
22500	Midi, transparant	15-55 mm	30				

Hollister stoma. **Gevoel voor detail.**

Moderma Flex Colostomie

Eëndelig opvangsysteem met normale of convexe huidplak

Wilt u meer weten?

Onze mensen staan klaar om uw vragen te beantwoorden en deskundig advies te geven. U kunt gratis bellen naar: 0800 02 303 52.

Hollister bv

Postbus 2662
3800 GE Amersfoort


Tel: (033) 45 01 000
klantenservice@hollister.com
www.hollister.nl



HOL489/5-0113

Hollister bv
Antwoordnummer 397
3800 VB Amersfoort

postzegel
niet nodig



Nog meer flexibiliteit en zekerheid

- huidvriendelijke opvangzakjes
- ontziet de huid dankzij de unieke huidplaktechnologie
- discreet dankzij de ritselvrije zakjes
- minder opbollen en geurtjes door AF300 filter
- flexibel bij elke lichaamsbeweging
- onzichtbaar onder kleding (ultraplat systeem!)

Praktische tips

Op Moderma Flex Colostomie kunt u elke dag vertrouwen. Onderstaande tips kunnen u bij het dagelijks gebruik van pas komen.

Voeding

- Eet gevarieerde, uitgebalanceerde voeding.
- Eet langzaam en kauw het voedsel goed.
- Breid het 'menu' geleidelijk aan uit. Dat is gewoon een kwestie van proeven: probeer een nieuw gerecht en kijk hoe het uitwerkt op uw spijsvertering.
- Drink voldoende, ook bij diarree: 1,5- 2 l per dag.

Kleding


- Na de stoma-operatie kunt u gewoon weer uw favoriete kleding dragen. Wat u ook draagt, het opvangzakje is nagenoeg onzichtbaar.
- Zwemkleding voor dames: u kunt het beste een badpak met verschillende motieven en kleuren dragen.
- Zwemkleding voor heren: u kunt het beste een wijde zwembroek dragen.

Werken en vakantie

- Neem altijd extra opvangmateriaal mee, bijvoorbeeld in een handtas of de binnenzak van een colbert.
- Laat stomaproducten nooit in de zon liggen, want kleefstoffen kunnen smelten.
- Zorg dat er op uw werk een afvalbak bij het toilet staat.

Lichaamsbeweging

- U kunt gewoon bewegen.
- Vermijd extreem ruwe sporten en gewichtheffen.
- Ledig het opvangzakje voordat u gaat zwemmen of sporten.
- Door het AF300 filter is een afplaksticker niet nodig als u gaat zwemmen of een sauna bezoekt.



Verwijderen van het opvangzakje

1. Verwijder de huidplak van boven naar beneden, eventueel met behulp van een vochtig gaasje of vochtig toiletpapier. Zo laat de huidplak gemakkelijker los. Duw de huid los van de huidplak en ondersteun de huid. Trek nooit aan de huidplak!
2. Maak de huid rondom de stoma schoon met vochtige gaasjes of vochtig toiletpapier. Droog de huid door te deppen met een gaasje of toiletpapier. Eventuele huidplakresten kunt u laten zitten; deze verdwijnen vanzelf na de volgende wisseling van het opvangmateriaal.
3. Maakt u gebruik van een huidplak die u zelf op maat kunt knippen? Bepaal dan eerst de juiste maat voor de opening in de huidplak. Gebruik daarvoor zo nodig een stomamal. Met een gebogen schaar kunt u vervolgens langs deze stomamal de huidplak op maat knippen.

Aanbrengen van het opvangzakje

4. Verwarm de huidplak tussen de handen of onder de kleding. Verwijder vervolgens de beschermfolie.
5. Vouw de huidplak dubbel en breng deze van onder naar boven aan. De ruimte tussen de stoma en de huidplak mag maximaal 1 tot 2 mm bedragen.
6. Modelleer de huidplak rondom de huid, zodat die goed aansluit op de huid.

Ervaar zelf wat Hollister voor u kan betekenen

De Hollister-opvangsystemen zijn speciaal ontwikkeld om de kwaliteit van leven te verbeteren. Als u een gratis proefpakket aanvraagt, kunt u zelf ervaren hoe praktisch de Hollister-producten in het dagelijks gebruik zijn.

Stuurt u mij een gratis proefpakket van:

- Moderma Flex Colostomie (1-delig)
- Moderma Flex ovaal Colostomie (1-delig)
- Conform 2 Colostomie (2-delig)
- Conform 2 Colostomie met flexibele plakrand (2-delig)

Stuurt u mij informatie over:

- de praktische hulpmiddelen van Hollister

Ik ben akkoord met onderstaande privacy verklaring

Uw privacy is van belang voor Hollister (Hollister is een onderdeel van Hollister B.V.) en aan haar gelieerde ondernemingen (gezamenlijk "Hollister"). Hollister respecteert uw privacyrechten en erkent het belang om de informatie die wij over u verzamelen, te beveiligen. Lees u deze Privacy Statement aandachtig goed door voordat u uw toestemming verleent aan deze bepalingen. Persoonsgegevens die door Hollister worden verzameld kunnen contactinformatie en informatie omtrent uw gezondheid, interesses / hobby's, geslacht, leeftijd, productvoorkeuren en levensstijl omvatten. Hollister kan deze informatie gebruiken om contact met u op te nemen over Hollister en haar producten en diensten. Met uw instemming met deze Privacy Statement, aanvaardt u dat we uw informatie kunnen delen met onze vertrouwde partners, leveranciers, distributiepartners en anderen om, namens Hollister, contact met u op te nemen, of om u te voorzien van Hollister producten voor de behandeling van uw aandoening. Hollister zal persoonsgegevens niet verkopen of verhuren aan derde partijen. De persoonsgegevens die Hollister verzamelt, kunnen worden opgeslagen in een land buiten de Europese Unie, zoals de Verenigde Staten. U mag de persoonsgegevens die van u zijn verzameld te allen tijde inzien en aanpassen door contact op te nemen met Hollister. Indien u niet langer meldingen van Hollister, of derde partijen op verzoek van Hollister, wenst te ontvangen, kunt u contact opnemen met Hollister door te bellen met 0800 520382, maandag tot en met donderdag van 08:30 tot 17:00 uur en op vrijdag van 8:30 tot 15:00 uur, of door een email te sturen aan klantenservice@hollister.com.

Naam: M/V

Adres:

Postcode/plaats:

Telefoon:

E-mail:

Mijn stomamaat is: mm

Ik gebruik nu: