

De peristomale huid

verdient het beste




CeraPlus Soft Convex voor urostoma
Eéndelig opvangsysteem



CeraPlus Soft Convex

Eéndelig Urostoma Opvangsysteem



Uiteraard met ceramide

- Beschermst de huid.
- Zorgt dat de huid gezond blijft.
- Voorkomt dat de huid vocht verliest.

Zacht afvoerkraantje

- Voelt comfortabel tegen het lichaam.
- Je ziet en voelt met je vingers dat het kraantje gesloten is.

Innovatieve adapter

- De adapter voor de nachtzak kun je makkelijk meedraaien. Zo voorkom je een verdraaiing van het stomazakje.
- De adapter klik je over het kraantje en het doorvoervolume blijft dus gelijk. Simpel en zeker.
- De Hollister-nachtzak (art. nr. 5550) heeft standaard deze adapter. Nog makkelijker.

Artikelnummer	Product	Stomamaat
59900	Transparant, zelf te knippen	15-25
59901	Transparant, zelf te knippen	15-38
59902	Transparant, zelf te knippen	15-55
59820	Beige met kijkvenster, voorgestanst	20
59825	Beige met kijkvenster, voorgestanst	25
59830	Beige met kijkvenster, voorgestanst	30

Ervaar de unieke eigenschappen

Neem contact op met uw Hollister-accountmanager voor meer informatie.