

Hollister bv
Antwoordnummer 397
3800 VB Amersfoort

postzegel
niet nodig

Overzicht

ref.	productomschrijving	stomamaat	flens- maat	kleur- code	verp. per
Conform 2 huidplak SoftFlex					

Huidplak met zwevende flens, zelf te knippen/voorgestanst					
23200	13-20 mm	35 mm	●	5	
24200	13-30 mm	45 mm	●	5	
24220	20 mm	45 mm	●	5	
24225	25 mm	45 mm	●	5	
24230	30 mm	45 mm	●	5	
25200	13-40 mm	55 mm	●	5	
25235	35 mm	55 mm	●	5	
25240	40 mm	55 mm	●	5	
27200	13-55 mm	70 mm	●	5	

Huidplak post-operatief, zelf te knippen/voorgestanst					
38100	13-89 mm	102 mm	●	5	
38300	ileo, transparant, set	13-89 mm	102 mm	●	5
38470	Urozakjes, niet steriel	70 mm	●	20	
38570	Uro, set, steriel	13-55 mm	70 mm	●	5

Conform 2 huidplak
FormaFlex

34700	Vormbare huidplak	16-32 mm	45 mm	●	5
35700	Vormbare huidplak	16-43 mm	55 mm	●	5
37700	Vormbare huidplak	16-57 mm	70 mm	●	5

Conform 2 uro huidplak
FlexWear

Huidplak met zwevende flens, zelf te knippen/voorgestanst					
33200	13-20 mm	35 mm	●	5	
34200	13-30 mm	45 mm	●	5	
34225	25 mm	45 mm	●	5	
34230	30 mm	45 mm	●	5	
35200	13-40 mm	55 mm	●	5	
35235	35 mm	55 mm	●	5	
35240	40 mm	55 mm	●	5	

Convex

Huidplak met zwevende flens, zelf te knippen/voorgestanst					
24300	13-25 mm	45 mm	●	5	
24320	20 mm	45 mm	●	5	
24322	22 mm	45 mm	●	5	
24325	25 mm	45 mm	●	5	
25300	13-38 mm	55 mm	●	5	
25329	29 mm	55 mm	●	5	
25332	32 mm	55 mm	●	5	
25335	35 mm	55 mm	●	5	
27300	13-51 mm	70 mm	●	5	

ref.	productomschrijving	stomamaat	flens- maat	kleur- code	verp. per
Conform 2 met flexibele plakrand FlexWear					

Huidplak met zwevende flens, zelf te knippen/voorgestanst					
33500	13-20 mm	35 mm	●	5	
34500	13-30 mm	45 mm	●	5	
34520	20 mm	45 mm	●	5	
34525	25 mm	45 mm	●	5	
34530	30 mm	45 mm	●	5	
35500	13-40 mm	55 mm	●	5	
35535	35 mm	55 mm	●	5	
35540	40 mm	55 mm	●	5	
37500	13-55 mm	70 mm	●	5	

Convex huidplak met zwevende flens, zelf te knippen/voorgestanst					
34600	13-25 mm	45 mm	●	5	
34620	20 mm	45 mm	●	5	
34622	22 mm	45 mm	●	5	
34625	25 mm	45 mm	●	5	
35600	13-38 mm	55 mm	●	5	
35629	29 mm	55 mm	●	5	
35632	32 mm	55 mm	●	5	
37600	13-51 mm	70 mm	●	5	

Huidplak post-operatief, zelf te knippen géén start-opening					
38500	0-89 mm	102 mm	●	5	

Urostomie zakjes

Symmetrisch en maxi					
23730	Beige	35 mm	●	20	
24730	Beige	45 mm	●	20	
25730	Beige	55 mm	●	20	
23830	Transparant	35 mm	●	20	
24830	Transparant	45 mm	●	20	
25830	Transparant	55 mm	●	20	
27830	Transparant	70 mm	●	20	

Hollister stoma. **Gevoel voor detail.**

Wilt u meer weten?

Onze mensen staan klaar om uw vragen te beantwoorden en deskundig advies te geven. U kunt gratis bellen naar: 0800 02 303 52.

Hollister bv
Postbus 2662
3800 GE Amersfoort

Tel: (033) 45 01 000
klantenservice@hollister.com
www.hollister.nl



HOL489/5-0113



Conform 2
Urostomie

Tweedelig opvangsysteem met
normale en convexe huidplak





Gewoon leven zoals u dat wilt

- Bewegingsvrijheid
- Het aftapkraantje is gemakkelijk te bedienen
- Discreet
- Voldoende opvangcapaciteit
- Lange draagtijd

Praktische tips

Op Conform 2 Urostomie kunt u elke dag vertrouwen. Onderstaande tips kunnen u bij het dagelijks gebruik van pas komen.

Voeding

- Eet gevarieerde, uitgebalanceerde voeding.
- Eet langzaam en kauw het voedsel goed.
- Drink voldoende: 1,5- 2 l per dag.

Voor de nacht

- 's Nachts kunt u het beste een urineopvangzak gebruiken.

Kleding

- Na de stoma-operatie kunt u gewoon weer uw favoriete kleding dragen. Wat u ook draagt, het opvangzakje is nagenoeg onzichtbaar.
- Zwemkleding voor dames: u kunt het beste een badpak met verschillende motieven en kleuren dragen.
- Zwemkleding voor heren: u kunt het beste een wijde zwembroek dragen.

Werken en vakantie

- Neem altijd extra opvangmateriaal mee, bijvoorbeeld in een handtas of de binnenzak van een colbert.
- Laat stomaproducten nooit in de zon liggen, want kleefstoffen kunnen smelten.
- Zorg dat er op uw werk een afvalbak bij het toilet staat.

Lichaamsbeweging

- U kunt gewoon bewegen.
- Vermijd extreem ruwe sporten en gewichtheffen.
- Ledig het opvangzakje voordat u gaat zwemmen of sporten.



Verwijderen van de huidplak en het opvangzakje

1. Verwijder de huidplak van boven naar beneden, eventueel met behulp van een vochtig gaasje of vochtig toiletpapier. Zo laat de huidplak gemakkelijker los. Duw de huid los van de huidplak en ondersteun de huid. Trek nooit aan de huidplak! De huidplak en het opvangzakje kunt u weggooien in het bijgeleverde afvalzakje.

2. Maak de huid rondom de stoma schoon met vochtige gaasjes of vochtig toiletpapier. Droog de huid door te deppen met een gaasje of toiletpapier. Eventuele huidplakresten kunt u laten zitten; deze verdwijnen vanzelf na de volgende wisseling van het opvangmateriaal.

3. Maakt u gebruik van een huidplak die u zelf op maat kunt knippen? Bepaal dan eerst de juiste maat voor de opening in de huidplak. Gebruik daarvoor zo nodig een stomamal. Met een gebogen schaar kunt u vervolgens langs deze stomamal de huidplak op maat knippen.

Aanbrengen van de huidplak en het opvangzakje

4. Verwarm de huidplak en het opvangzakje tussen de handen of onder de kleding. Verwijder de beschermfolie.

5. Breng de huidplak van onder naar boven aan. De ruimte tussen de stoma en de huidplak mag 1 mm bedragen. Modelleer de huidplak rondom de huid, zodat die goed aansluit op de huid.

Aanbrengen connector en urineopvangzak

6. Pak een losse connector uit de doos. Klik de connector op het uiteinde van het aftapkraantje. Sluit de urine- of nachtzak aan door de conus stevig in de connector te drukken. Draai het aftapkraantje open, zodat u aan de voorkant de goudkleurige druppel kunt zien.

Naam:	MV
Adres:	
Postcode/plaats:	
Telefoon:	
E-mail:	
Mijn stomamaat is:	mm
Ik gebruik nu:	

Ervaar zelf wat Hollister voor u kan betekenen
De Hollister-opvangsystemen zijn speciaal ontwikkeld om de kwaliteit van leven te verbeteren. Als u een gratis proefpakket aanvraagt, kunt u zelf ervaren hoe praktisch de Hollister-producten in het dagelijks gebruik zijn.

- Stuurt u mij een gratis proefpakket van:**
- Moderna Flex Urostomie (1-delig)
 - Moderna Flex Urostomie met flexibele plakrand (1-delig)
 - Conform 2 Urostomie (2-delig)
 - Conform 2 Urostomie met flexibele plakrand (2-delig)

Stuurt u mij informatie over:

- de praktische hulpmiddelen van Hollister

■ Ik ben akkoord met onderstaande privacy verklaring

Uw privacy is van belang voor Hollister (Hollister is een onderdeel van Hollister B.V.) en aan haar gelieerde ondernemingen (gezamenlijk: "Hollister"). Hollister respecteert uw privacyrechten en erkent het belang om de informatie die wij over u verzamelen, te beveiligen. Lees u deze Privacy Statement aandachtig goed door voordat u uw toestemming verleent aan deze bepalingen. Persoonsgegevens die door Hollister worden verzameld kunnen contactinformatie en informatie omtrent uw gezondheid, interesses / hobby's, geslacht, leeftijd, productvoorkeuren en leveringslijst omvatten. Hollister kan deze informatie gebruiken om contact met u op te nemen over Hollister en haar producten en diensten. Met uw instemming met deze Privacy Statement, wordt de informatie die u aan ons verschaft, gebruikt voor het verbeteren van onze producten en diensten, het verbeteren van onze distributiepartners en anderen om u anderszins te informeren over producten en diensten die u mogelijk wilt gebruiken. De persoonsgegevens die Hollister verzamelt worden opgeslagen in een land buiten de Europese Unie, zoals de Verenigde Staten. U mag de persoonsgegevens die van u zijn verzameld te allen tijde inzien en aanpassen door contact op te nemen met Hollister. Indien u niet langer meldingen van Hollister, of derde partijen op verzoek van Hollister, wenst te ontvangen, kunt u contact opnemen met Hollister door te bellen met 0800 520352, maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 17.00 uur en op vrijdag van 8.30 tot 15.00 uur, of door een email te sturen aan klantenService@hollister.com.